

## Vážení přátelé!

Držíte ve svých rukou jedinečný výrobek - **AQUASPECTR SCEPTER**. Vložte jej do vody a bude naplněna léčivou energií, což vám pomůže posílit vaše zdraví. Výrobek je zhotoven ve formě žezla - starodávného symbolu moci, který má magické vlastnosti a který je po staletí uctíván národy.

Příznivé vlastnosti **AQUASPECTR SCEPTER** jsou dány **speciální slitinou kovů** (patentované složení), která nasycuje vodu **aktivními vodíkovými ionty**, má **negativní oxidačně redukční potenciál** (ORP) a je vynikajícím prostředkem k **detoxikaci těla**. Mění strukturu kapaliny a dodává jí silné **antioxidační** vlastnosti.

Používejte **AQUASPECTR SCEPTER** každý den k očištění buněk vašeho těla a naplnění životodárnou energií!

## Zůstaňte zdraví a šťastní s AQUASPECTR SCEPTER!

### prof. Ashot Khachatryan, M.D.

doktor lékařských věd, profesor  
čestný profesor Oxfordské akademické unie  
zasloužilý vynálezce Ruska a Evropy,  
akademik Akademie Medicínsko Technických Věd Ruské federace  
akademik European Academy of Natural Sciences  
akademik New York Academy of Sciences

**AQUASPECTR SCEPTER** je aktivátor řady AQUASPECTR profesora Khachatryana. **Je určen k aktivaci vody a produktů obsahujících kapaliny** (džus, čaj, káva, mléko, alkoholické nápoje atd.).

S přibývajícím věkem člověka, je **pod vlivem volných radikálů narušen oxidačně redoxní potenciál buněk**, což vede ke **stárnutí a buněčné smrti**. Proces stárnutí buňky urychluje používání pozitivně nabitě vody a potravin obsahujících kapaliny, jejichž ORP se pohybuje od + 150 mV do +450 mV.

**AQUASPECTR SCEPTER** mění antioxidační vlastnosti kapaliny na ORP (-150) - (-650) mV, nasycuje kapalinu **aktivními vodíkovými ionty** a mění její strukturu.

Kapalina upravená **AQUASPECTR SCEPTER** po vstupu do těla **neutralizuje volné radikály, předává elektrony** buňkám, nabíjí je a **dodává tělu energii** na buněčné úrovni. Díky tomu pravidelně dochází k **úplné a přirozené obnově** lidských buněk, což vede k uzdravení a omlazení celého organismu.

Výrobek navíc poprvé obsahuje **informační kód** (výsledek mnohaleté práce), který umožňuje **synchronizovat vnější a vnitřní elektrické pole člověka** a ve výsledku harmonizovat poruchy výměny informací v těle na buněčné a molekulární úrovni.

### Vlastnosti:

- Čistí vodu od chloru a těžkých kovů
- Ničí patogenní mikroorganismy (bakterie a viry)
- Reguluje pH vody (pH = 7,5-9,5)
- Poskytuje kapalině antioxidační vlastnosti: ORP (-150) - (-650) mV

- Zlepšuje chuť nápoje.

**Složení:** speciální slitina kovů 100% přírodní.

**Nápoj ošetřený přípravkem AQUASPECTR SCEPTER přispívá k těmto faktorům:**

- Regulace pH
  - Snížení hladiny cholesterolu
  - Rychlé zotavení během sportovních zátěží
  - Normalizace trávení
  - Posílení imunitního systému
  - Neutralizace volných radikálů
  - Zvyšování potence
  - Odstranění kocoviny
  - Posílení duševní činnosti
  - Normalizace krevního tlaku a hladiny cukru v krvi
- A mnohem víc...

**Návod k použití:**

- Před prvním použitím vyjměte AQUASPECTR SCEPTER z plastového obalu a vyčistěte jej ponořením do teplého roztoku kyseliny citronové (1/2 kávové lžičky na 0,5 l vody) po dobu 3 minut, po vyjmutí z roztoku AQUASPECTR SCEPTER vyčistěte kartáčem nebo houbičkou na nádobí do stříbrného lesku
- Před každým použitím opláchněte AQUASPECTR SCEPTER pod tekoucí vodou, ponořte jej do vody (nebo jiného nápoje) a pravidelně míchejte,
- Optimální objem vody (nápoje) je 0,5 l
- Voda (nápoj) je připravena k použití po 5 minutách ponoření AQUASPECTR SCEPTER do vody (nápoje)
- Pro dezinfekci vody nechte AQUASPECTR SCEPTER ve vodě až 10 minut nebo déle, v závislosti na míře kontaminace vody
- Pokud je povrch AQUASPECTR SCEPTER matný, vyčistěte jej pomocí kartáče nebo přiložené drátěnky z nerezové oceli do lesku, případně použijte teplý roztok kyseliny citronové
- Po použití umyjte AQUASPECTR SCEPTER čistou vodou a uložte jej do originálního pouzdra, které obsahuje energetický dobíjecí prvek
- Vyvarujte se mechanického poškození AQUASPECTR SCEPTER (například nárazem)
- Aktivovanou vodu lze použít k vaření a ředění suchého jídla, včetně kojenecké výživy, nebo k mytí
- AQUASPECTR SCEPTER lze použít i v jiných nápojích, včetně horkých
- Voda nasycená vodíkem a stopovými prvky může být použita bez omezení

**Doba používání AQUASPECTR SCEPTER není omezena!**

**Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku:**

LiveStream Technics s.r.o., Praha - Čakovice, Hakenova 920/3  
IČ: 28039475, DiČ: CZ28039475, tel: +420 774 944 885  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka C-322187.

**Testováno:** STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV – Národní referenční laboratoř pro materiály určené pro styk s potravinami, číslo protokolu 182-4929/19.